



Juli 2024

Til Danske gartnere

Vi vil her gerne fortælle om et nyt mikronæringsprodukt – et hvidt pulver af kompleks bundet jern med navnet **CROP SUPER JERN 13 % Fe**.

CROP SUPER JERN 13 % Fe er velegnet til såvel forebyggende- som akutbehandling mod jernmangel i flere kulturer såsom væksthushvornetsager, jordbær og potteplanter.

Sammenligning af **CROP SUPER JERN 13 % Fe** med **6 % Fe-EDDHA**:

- **CROP SUPER JERN 13 % Fe** vil i blandekarret være fuldt opløseligt, hvor 6% Fe-EDDHA godt kan efterlade en mindre uopløseligt rest.
- UV-desinfektion vil foregå hurtigere, da det hvide pulver laver en klar opløsning og ikke en mørk opløsning som ved brug af 6 % Fe-EDDHA
- UV-desinfektion nedbryder ikke jern kompleks'et, hvorfor der vil være mere jern (som kompleks) tilgængeligt i opløsningen efter UV-desinfektion sammenlignet med det "røde" jernchelat 6 % Fe-EDDHA.
- **CROP SUPER JERN 13 % Fe** frigives og optages hurtigere i planterne end 6 % Fe-EDDHA. Organiske kompleksbindere frigiver ofte jern hurtigere end chelater.

Deklaration:

Jern:	13.0 % Fe
Vandopløseligt jern:	13.0 % Fe
pH i konc.:	2.5-3.5 i 1 %-opløsning
Stabilt ved pH:	3-10



Anvendelse og dosering:

Væksthus – gødevanding:

Vejledende dosering er 100-250 gr. pr. 10.000 l gødning vand. Er velegnet til alle vandingssystemer.

Generel udbringningsmængde - bladgødskning: 1-2 kg/ha. Den nøjagtige dosering afhænger af jordbundsforholdene og afgrøden.

Vi opfordrer dig til at starte med at prøve produktet på det lille areal som test.

Anvendelse til økologi:

CROP SUPER JERN 13 % Fe er FiBl godkendt, hvilket gør, at det kan anvendes til økologisk produktion inden for gældende regler.

Blandbarhed:

Foretag altid en test blanding og test behandling ved kombination med andre produkter.

Tanggaard A/S er forhandler af **CROP SUPER JERN 13 % Fe** i Danmark
Pakning: **CROP SUPER JERN 13 % Fe**: 5 kg

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Med venlig hilsen
Charlotte Ibsen

TANGGAARD A/S

Pilebækvej 7 • DK - 4632 Bjæverskov • tel: +45 5687 0274
info@tanggard.dk • www.tanggard.dk • SE nr. 28135432